

BAŞLANGIÇ

Tüm Klinik İçi Temizlik ve Sterilizasyon  
Ünitesi Temizliği Yapılır.

Kliniklerde Temizlik, Ünit Temizliğinden  
Başlar.

Ünitenin Üzerinde Bulunan Başlıklar  
(aerattör, anguldruva vs.) yağlanır.

Reflektör Kolları Dezenfekte Edilir.

Fotöy ve Tetiyer Dezenfekte Edilir.

Kreşuarın içerisindeki filtreler ve  
kreşuara bağlı olan hortumlar önce su  
çektirilip sonrasında uygun  
solüsyonlarla dezenfekte edilir.

Ayak Pedalı Dezenfekte Edilir.

Klinik İçerisinde Malzemelerin  
Bulunduğu Çekmeceler Tamamen  
Boşaltılıp Dezenfekte Edilir.

BİTİŞ

HAZIRLAYAN

KONTROL EDEN

ONAY

KALİTE BİRİMİ

KALİTE DİREKTÖRÜ

BAŞHEKİM