

BAŞLANGIÇ

Tüm Klinik İçi Temizlik ve Sterilizasyon
Ünitesi Temizliği Yapılır.

Kliniklerde Temizlik, Ünit Temizliğinden
Başlar.

Ünitenin Üzerinde Bulunan Başlıklar
(aerator, anguldruva vs.) yağlanır.

Reflektör Kolları Dezenfekte Edilir.

Fotöy ve Tetiyer Dezenfekte Edilir.

Kreşuarın içerisindeki filtreler ve
kreşuara bağlı olan hortumlar önce su
çektirilip sonrasında uygun
solüsyonlarla dezenfekte edilir.

Ayak Pedalı Dezenfekte Edilir.

Klinik İçerisinde Malzemelerin
Bulunduğu Çekmeceler Tamamen
Boşaltılıp Dezenfekte Edilir.

BİTİŞ

HAZIRLAYAN

GENEL SEKRETER

ONAYLAYAN

KALİTE SİSTEM ONAYI

Neslihan KARBOĞA

Çağatay ASLAN

Prof. Dr. Semih EKERCİN

Şafak GÜR